

Aftekenlijst Cobas h232	POCT.04.03	
	Versie	: 006
Cobas h232	Pagina	: 1/1
Geldig	Printdatum	: 2-Jun-21

Locatie:

Maand:

Jaar:

Cobas h232 wekelijks onderhoud	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5
Iedere maandag controles uitvoeren (IQC Low en High)					
De meter aan de buitenkant afnemen met een droge doek					
Werkplek schoonmaken					
Initialen gebruiker					

Locatie:

Maand:

Jaar:

Cobas h232 wekelijks onderhoud	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5
Iedere maandag controles uitvoeren (IQC Low en High)					
De meter aan de buitenkant afnemen met een droge doek					
Werkplek schoonmaken					
Initialen gebruiker					

Locatie:

Maand:

Jaar:

Cobas h232 wekelijks onderhoud	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5
Iedere maandag controles uitvoeren (IQC Low en High)					
De meter aan de buitenkant afnemen met een droge doek					
Werkplek schoonmaken					
Initialen gebruiker					